

Instrukcja pobierania wymazu z nosa

Badanie wymazu z nosa wykonywane są w kierunku nosicielstwa *Staphylococcus aureus* szczepów opornych (MRSA) i wrażliwych na metycylinę (MSSA) przed zabiegami gł. kardiochirurgicznymi i ortopedycznymi. **Wszystkie inne wyhodowane drobnoustroje świadczą o kolonizacji nie zakażeniu.**

Pobieranie materiału

- Przed pobraniem należy umyć i zdezynfekować ręce, założyć jednorazowe rękawiczki.
- Wyjąć wymazówkę i zwilżyć solą fizjologiczną.
- Umieścić wymazówkę w jamie nozdrzy przednich do momentu wyczucia oporu i obrócić 4-5 razy.
- Tą samą czynność wykonać w drugim nozdrzu.
- Wymazówkę umieścić w podłożu transportowym.
- Opisać probówkę danymi pacjenta.
- Zdjąć rękawiczki i umyć/zdezynfekować ręce.

Transport

- Materiał dostarczyć w ciągu 24h od pobrania